

Marque: **HoMedics**
 Code Produit: **HM USL-1000**
 Code EAN: **5010777135305**











Diagnostic rapide			
Défaut	Cause potentielle	Que faire ?	Solution SAV
L'intensité de la sensation de picotement ressentie pendant l'utilisation faiblit au bout d'un moment, cela signifie que l'appareil a besoin d'un recalibrage.	Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, il est nécessaire de procéder régulièrement à un recalibrage de la fréquence. Il est recommandé d'effectuer cette procédure au moins toutes les 100 heures de service, mais la périodicité de vérification du calibrage n'a pas d'importance.	Voir 'Processus de calibrage' ci-dessous	Pas d'intervention

Comment tester le bon fonctionnement de l'appareil ?	
L'appareil ne s'allume plus	Vérifier que le cordon est branché et en bon état. Vérifier que l'interrupteur sur l'arrière de l'appareil est en position de marche.
L'appareil s'allume, mais les vibrations ultrason n'arrivent pas à l'applicateur ultrasons.	Vérifiez le branchement du câble entre le boîtiers et l'appareil. Recalibrez l'appareil sur 40 (voir ci-dessous) Vérifiez que le boîtier de l'applicateur ultrasons n'est pas endommagé/cassé (hors garantie)

Consumables et pièces détachées		
Description	Référence	
Gel UltraSlim Pro	HM USL-1001	

Processus de calibrage :

1. Pour passer au mode calibrage, allumer l'appareil. Sélectionner un mode de traitement et appuyer sur  pour activer les ultrasons. Maintenir enfoncées les flèches haut et bas (Niveau)  . La fréquence s'affiche sur l'écran.

2. La fréquence doit être réglée sur 40 pour maximiser la performance de l'appareil. Utiliser   pour modifier la fréquence si elle est supérieure ou inférieure à 40
3. Après avoir changé la fréquence, appuyer sur  pour enregistrer les modifications. Si la fréquence est déjà sur 40, passer à l'étape suivante.
4. Appuyer sur   pour quitter l'interface de calibration de la fréquence, puis l'appareil se met en mode veille.

Merk: **HoMedics**
 Productcode: **HM USL-1000**
 EAN code: **5010777135305**











Snelle Diagnose			
Defect	Mogelijke oorzaak	Wat doen	Oplossing
Als het tintelende gevoel tijdens gebruik minder intens wordt, moet het apparaat opnieuw worden geijkt.	Voor een optimale gebruiksduur van het apparaat is het noodzakelijk dat u de frequentie periodiek ijkt. Zo bent u ervan verzekerd dat de applicator en het apparaat op dezelfde frequentie werken en de behandeling de beste resultaten oplevert. Het is raadzaam om dit ijkproces ten minste na iedere 100 gebruiksuren uit te voeren, maar u kunt de ijking controleren zo vaak u maar wilt.	Bekijk de procedure 'IJken' hier onderaan.	Geen tussenkomst

Hoe de goede werking van het toestel testen ?	
Het toestel schakelt niet meer in	Bekijk dat de voedingsdraad aangeloten is en eich in goede staat bevindt. Kijk of de schakelaar aan de achterzijde van het toestel zich in de 'aan' stand bevindt.
Het toestel werkt maar er komen geen ultrasone trilling uit de applicator	Controleer de aansluiting van de kable tussen de applicator en het hoofdtoestel. Herkalibreer het teoestel op 40 (zie hieronder) Controleer dat de behuizing van de applicator geen beschadigingen/breuken bevat (buiten waarborg)

Verbruiks- en vervangonderdelen	
Omschrijving	Referentie
UltraSlim Pro Gel	HM USL-1001

IJken:

1. Zet het apparaat aan om over te schakelen naar de ijkmodus. Selecteer een behandelingsmodus en druk

- op  om de ultrasone trillingen te activeren. Houd de pijlen Op en Neer (niveau)   samen ingedrukt. De frequentie wordt op het scherm weergegeven.
2. Voor een optimale prestatie van het apparaat moet de frequentie zijn ingesteld op 40. Gebruik   om de frequentie te wijzigen als deze hoger of lager dan 40 is.
3. Wanneer u de frequentie hebt gewijzigd, drukt u op  om de wijzigingen op te slaan. Als de frequentie al op 40 staat, gaat u naar de volgende stap.
4. Druk   samen in om het iJken af te sluiten. Het apparaat schakelt over naar de stand-bystatus.