

# REVITIVE™

T.E.N.S. ELECTRODE PADS | ÉLECTRODES T.E.N.S.  
T.E.N.S. ELEKTRODEN-PADS | T.E.N.S. ELEKTRODENPADS

## DIRECTIONS FOR USE / INDICATIONS D'UTILISATION / GEBRAUCHSANLEITUNG / GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

**(EN)** Wash skin at treatment site and ensure it's completely dry. Attach the electrode pads to the leadwire (provided with the REVITIVE device). Connect the lead wire to the device while they are still attached to the protective liner. Peel off protective liner and carefully place on clean, unbroken skin as prescribed. To remove the electrode pads after treatment, carefully peel them from the skin.

**!** Only use T.E.N.S. Electrode Pads with REVITIVE devices.

**(FR)** Lavez la peau de la zone à traiter et assurez-vous qu'elle est totalement sèche. Fixez les électrodes au cordon (fourni avec l'appareil REVITIVE). Branchez le cordon dans l'appareil. Laissez le film protecteur des électrodes en place. Retirez le film protecteur des électrodes et placez-les soigneusement sur une peau propre et saine, comme indiqué. Pour retirer les électrodes après traitement, décollez-les soigneusement de la peau.

**!** N'employez que des électrodes T.E.N.S. avec les appareils REVITIVE.

**(DE)** Waschen Sie die zu behandelnden Körperstellen und trocknen Sie sie gründlich ab. Bringen Sie die Elektroden-Pads am Verbindungskabel an (im Lieferumfang des REVITIVE Geräts enthalten). Schließen Sie das Kabel an das Gerät an, die Pads sollten dabei noch ihre Schutzfolie tragen. Ziehen Sie anschließend die Schutzfolie von den Elektroden-Pads ab und platzieren Sie sie vorsichtig auf der Haut - diese muss sauber und unversehrt sein. Um die Elektroden-Pads zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig von der Haut ab.

**!** Verwenden Sie T.E.N.S. Elektroden-Pads nur mit REVITIVE Geräten.

**(NL)** Was de huid van het te behandelen lichaamsdeel en zorg dat de huid helemaal droog is. Bevestig de elektrodenpads aan de geleidingsdraad (geleverd met het REVITIVE apparaat). Sluit de geleidingsdraad aan op het apparaat terwijl de beschermende folie nog op de elektroden zit. Verwijder de beschermende folie en plaats de pads zoals voorgeschreven zorgvuldig op een schone, onbeschadigde huid. Om de elektrodenpads na de behandeling te verwijderen, trek u ze voorzichtig van de huid weg.

**!** Gebruik de T.E.N.S.-elektrodenpads uitsluitend in combinatie met REVITIVE apparaten.

## STORAGE / STOCKAGE / LAGERUNG / BEWAREN:

- (EN)** After use replace pad onto plastic backing and store in zip lock bag provided. Store in a dry and ventilated location out of direct sunlight.
- (FR)** Après usage, remplacez la protection en plastique de l'électrode et rangez le tout dans le sac à glissière fourni. Rangez-les dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- (DE)** Bringen Sie nach Verwendung der Pads die Schutzfolien wieder an und verwahren Sie die Pads in der mitgelieferten wiederverschließbaren Tasche. Bewahren Sie die Pads an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, an dem sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
- (NL)** Plaats de pads na gebruik terug op de beschermende folie en bewaar ze in het bijgeleverde ritstasje. Bewaar de pads op een droge en goed geventileerde plek en stel ze niet bloot aan direct zonlicht.



**→** Lead wires comply with the Performance Standard for electrode lead wires. Les cordons respectent les normes de performances des cordons pour électrodes. Die Verbindungskabel entsprechen dem Leistungsstandard für Elektroden-Verbindungskabel. Om de elektrodenpads na de behandeling te verwijderen, trek u ze voorzichtig van de huid weg.



For the expiry date, please see underside of box.  
La date d'expiration figure sur le dessous de la boîte.  
Das Ablaufdatum finden Sie auf der Unterseite der Verpackung.  
Zie onderkant van de verpakking voor de houdbaarheidsdatum.



**Acctegy Ltd**  
8 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 9FE,  
United Kingdom

### Acctegy Ltd

11A Avenue du Plateau, Pointe-Claire, Quebec, H9R 5W1 Canada.

REVITIVE™ is a Trademark of Acctegy® Ltd. All rights reserved. © Acctegy® Ltd E&OE. Manufactured in PRC.

## WARNING / AVERTISSEMENT / WARNHINWEISE / WAARSCHUWING:

- (EN)**
- TENS body pads intended for single user only
  - Do not put the electrode on swollen, infected or inflamed areas of skin or near a wound.
  - Do not use on or near a specific part of the body or affected areas as follows:
    - Pregnant – womb / stomach
    - Broken or bleeding skin – dress any open wound to ensure electrodes do not come in contact with the area – to avoid a stinging sensation
    - Tissue bleed (internal / external)
    - Epilepsy – do not use the pads on the neck area
    - Malignancy
    - Eyes, Testicles
    - Infected tissue (inc. Cellulitis)
  - Do not put the electrode near the heart, on the head or neck.
  - If skin irritation or malfunction occurs, the treatment should be stopped immediately. Seek medical advice.
  - To achieve optimum treatment performance, the electrode pads are reusable for up to 20-30 applications.
  - Do not leave uncovered as this will lead to deterioration of the electrode pad performance.
  - Keep the electrode pads out of reach of children.
  - Do not use the electrical wire to pull the electrode pads off as this will damage them.
- (FR)**
- Les électrodes TENS pour le corps sont conçues pour un seul utilisateur.
  - Ne pas placer l'électrode sur une portion de peau enflée, infectée ou enflammée ni à proximité d'une plaie.
  - Ne pas utiliser sur ou près d'une zone spécifique du corps ou des régions affectées :
    - Femme enceinte – utérus / ventre
    - Lésion ou plaie cutanée – panser toute plaie ouverte afin que les électrodes n'entrent pas en contact avec la zone concernée – pour éviter les sensations de picotements
    - Saignement tissulaire (interne/externe)
    - Épilepsie – ne pas utiliser les électrodes sur la région du cou
    - Malignité/tumeur
    - Yeux, testicules
    - Tissu infecté (y compris la cellulite)
  - Ne pas placer l'électrode près du cœur, sur la tête ou sur le cou.
  - En cas d'irritation cutanée ou de dysfonctionnement, arrêter immédiatement le traitement. Demander un avis médical.
  - Afin d'offrir des performances de traitement optimales, les électrodes sont réutilisables jusqu'à 20-30 fois.
  - Ne pas laisser les électrodes sans protection, car cela nuirait à leur efficacité.
  - Conserver les électrodes hors de portée des enfants.
  - Ne pas tirer sur le cordon électrique pour retirer les électrodes, car cela risquerait de les endommager.

- (DE)**
- TENS Body-Pads sind nur für einen Nutzer bestimmt.
  - Verwenden Sie die Elektroden nicht auf geschwollenen, infizierten oder entzündeten Hautbereichen oder in der Nähe einer Wunde.
  - Das Gerät darf nicht auf oder in der Nähe der folgenden Körperregionen oder betroffenen Stellen verwendet werden:
    - Bei Schwangerschaft - Unterleib / Bauch
    - Verletzte oder blutende Haut – Verbinden Sie offene Wunden, um sicherzustellen, dass die Elektroden die verwundete Stelle nicht berühren, da ansonsten brennende Schmerzen auftreten
    - Gewebeblutung (intern / extern)
    - Epilepsie – Verwenden Sie die Pads nicht im Nackenbereich
    - Bösartige Erkrankungen
    - Augen, Hoden
    - Entzündliches Gewebe (einschl. Cellulitis)
  - Verwenden Sie die Elektroden nicht in der Nähe des Herzens, am Kopf oder Hals.
  - Falls Hautreizungen oder Fehlfunktionen auftreten, sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden. Konsultieren Sie einen Arzt.
  - Um eine optimale Behandlungsleistung zu erreichen, können die Elektroden-Pads für bis zu 20-30 Anwendungen wiederverwendet werden.
  - Achten Sie auf den Schutz der Elektroden-Pads, da sich ihre Leistungsfähigkeit sonst verschlechtert.
  - Bewahren Sie die Elektroden-Pads für Kinder unzugänglich auf.
  - Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, da die Elektroden-Pads dadurch beschädigt werden.
- (NL)**
- De TENS-elektrodenpads zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon.
  - Plaats de elektroden niet op een gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken huid of in de buurt van een wond.
  - Gebruik de pads niet op of in de buurt van de volgende lichaamsdelen of gebieden:
    - Zwangere vrouwen – baarmoeder/buik
    - Beschadigde of bloedende huid – bedek open wonden om te voorkomen dat de elektroden hiermee in contact komen en pijnlijke prikkels veroorzaken
    - Bloedend weefsel (intern/extern)
    - Epilepsie – plaats de pads niet op of in de buurt van de hals
    - Tumoren
    - Ogen, testikels
    - Geïnfecteerd weefsel (incl. cellulitis)
  - Plaats de elektroden niet in de buurt van het hart, op het hoofd of op de hals.
  - Bij irritatie of aandoeningen van de huid dient de behandeling onmiddellijk te worden gestopt. Raadpleeg een arts.
  - Voor optimale behandelingsresultaten mogen de elektrodenpads niet meer dan 20 à 30 keer worden hergebruikt.
  - Zorg ervoor dat de elektrodenpads altijd afgedekt worden bewaard, omdat anders de prestaties van de elektrodenpads verminderen.
  - Houd de elektrodenpads buiten het bereik van kinderen.
  - Verwijder de elektrodenpads nooit door aan de draad te trekken, aangezien ze hierdoor beschadigen.